

NUOVO KIT prelievo per rilevamento *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*

Bellinzona, 23.09.2021

Care colleghe, cari colleghi

Il Servizio di Microbiologia dell'Istituto di Medicina di laboratorio EOLAB desidera comunicarvi che in seguito al cambiamento della ditta fornitrice di kits diagnostici per il rilevamento di *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae* tramite PCR anche i kit per il prelievo dei campioni subiranno dei cambiamenti.

Si passerà dal Multicollection Kit di Abbott (tappo arancione) al **cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit** di Roche per i prelievi cervicali, uretrali, etc e **cobas® PCR Urine Sample Kit** di Roche unicamente per i prelievi di urina (tappo giallo).



**cobas® PCR Media Dual Swab
Sample Kit**



cobas® PCR Urine Sample Kit



Per consultare le istruzioni dettagliate sull'utilizzo dei Kit cobas PCR cliccare sul nominativo delle immagini.

Importante:

Per il prelievo, utilizzare i tamponi asciutti senza inumidirli nel terreno di trasporto. I tamponi sono lasciati nella provetta dopo aver spezzato il bastoncino lungo la linea nera. La modalità di fornitura dei kit Roche non subirà cambiamenti rispetto all'attuale.

Vi invitiamo a terminare tutte le scorte del vecchio kit prima di passare al nuovo sistema; essi possono essere comunque analizzati anche con la nuova tecnologia. Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Drssa Gladys Martinetti Lucchini
FAMH
Servizio di Microbiologia
Tel interno 1735

Drssa Simona Frigerio Malossa
FAMH
Servizio di Microbiologia
Tel interno 1773